

## Szczoteczka Brush-Baby BabySonic

### Co to jest szczoteczka BabySonic?

Szczoteczka zaprojektowana specjalnie dla dziecka w taki sposób aby pomóc rodzicom w zachowaniu optymalnej higieny u swoich pociech. Szczoteczka ładowana bateryjnie z małą główką oraz miękkim włosiem emituje delikatne drgania, które delikatnie oraz dokładne oczyszczają zęby i dziąsła. Szczoteczka BabySonic jest wyposażona w 2 minutowy timer, który jest podzielony na cztery 30-sekundowe ćwiartki, które pomagają w czyszczeniu i nabywaniu odpowiednich nawyków czyszczących od najmłodszych lat.

### Jak używać szczoteczki BabySonic?

- Zmocz włosie szczoteczki i nałóż pastę.
- Naciskając przycisk raz uruchomisz jedynie światło na końcówce szczoteczki, naciskając dwa razy uruchomisz ruchy drgające szczotki.
- Podziel łuki zębowe na cztery ćwiartki (górną, dolną, lewą i prawą).
- Zaczynij mycie zębów pamiętając o podzielonych łukach na ćwiartki. Delikatnie przyłóż włosie szczoteczki do powierzchni zębów a następnie wykonuj ruchy okrężne.
- Po 30 sekundach zmień ćwiartkę na nową (poinformuje Cię o tym zmiana krótka zmiana drgań po 30 sek.)
- Kiedy skończysz mycie zębów (umyjesz wszystkie cztery ćwiartki) wyłącz szczoteczkę naciskając przycisk.
- Szczoteczka Baby Sonic wyłączy się sama po 2 minutach.

### Jak czyścić szczoteczkę?

Zmocz włosie szczoteczki i pozostaw do wyschnięcia.

Dla bezpieczeństwa Twojego dziecka.

Sprawdzaj szczoteczkę przed każdym użyciem. Wymieniaj końcówkę czyszczącą jeżeli zobaczysz, że jest zużyta, zniszczona lub jest już w użyciu ponad 3 miesiące. Nie pozwalaj dziecku gryźć szczoteczki. Nie wkładaj szczoteczki pod wodę na dłuższy czas.

Szczoteczka BabySonic nie jest zabawką. Dziecko powinno jej używać wyłącznie pod kontrolą rodziców lub opiekunów. Przechowywać w miejscu niedostępnym dla dzieci.

### Wymiana końcówki czyszczącej

1. Aby zdjąć końcówkę: obróć rękojeść szczoteczki w lewo i pociągnij końcówkę czyszczącą do góry
2. Aby założyć końcówkę: nałóż końcówkę czyszczącą na rękojeść szczoteczki z włosiem skierowanym w prawą stronę, następnie obróć końcówkę czyszczącą w lewą stronę.

### Wymiana baterii

1. Przekręć dolną część rękojeści w lewą stronę (zgodnie z ruchami wskazówek zegara)
2. Wyjmij zużyte baterie
3. Włóż nową baterię AAA
4. Nałóż dolną część rękojeści tak aby znaczniki na obudowie się pokryły, następnie przekręć dolną część rękojeści w prawą stronę.

### Zasilanie szczoteczki Baby Sonic

1. Wymagana bateria AAA 1,5V.
2. Używaj wyłącznie baterii alkalicznej.
3. Wyjmuj baterie kiedy nie używasz szczoteczki przez dłuższy czas.
4. Prawidłowo utylizuj zużyte baterie.

### Specyfikacja szczoteczki Baby Sonic

1. Włosie Du Pont
2. 16000 drgań na minutę
3. 2-minutowy timer.
4. 30 sek. timer przypominający o zmianie mycia każdej ćwiartki.
5. Dostępne wymienne główki czyszczące.

### Zawartość opakowania

1. 1x szczoteczka BabySonic
2. 2x końcówka czyszcząca
3. 1x bateria AAA
4. Instrukcja w języku polskim i angielskim



**Gwarancja:** Szczoteczka Brush-Baby BabySonic objęta jest 12 miesięczną gwarancją producenta: Brushbaby Ltd Winchester SO23 9DD UK

**Producent:** Brushbaby Ltd Winchester SO23 9DD UK [www.brushbaby.co.uk](http://www.brushbaby.co.uk), [info@brushbaby.co.uk](mailto:info@brushbaby.co.uk), International phone 00 44 (0)1962 733829

**Wyłączy Dystrybutor w Polsce:** ARS DENTAL Sp. z o.o., ul. Bychowska 51, 04-536 Warszawa [www.arsdental.pl](http://www.arsdental.pl), [info@arsdental.pl](mailto:info@arsdental.pl), +48 (22) 617-81-05